

소형 CAD/CAM의 세계적 베스트셀러 가장 저렴하지만 강력한 CAD/CAM SYSTEM!!

vhf



CAM5-S1

컴팩트 한 사이즈의 동시 5축 치과용 밀링머신은 폴지르코니아 크라운과 포세린 코핑용 프레임 위크 및 임플란트 보철물을 제작할 시 주목할 만한 정밀도와 고성능 밀링 작업, 만족할 만한 품질을 제공합니다.

특징과 장점

- 16개의 자동틀 교환
- ±30도 범위의 B축 회전
- SFS 30P 스피들 장착으로 고정밀 가공 (최대 60,000 rpm)
- 30mm까지의 제한없는 Block Milling

5 Axes 1 Blank 16 Tools DRY WET CoCr



CAM5-S2

컴팩트 한 사이즈의 동시 5축 치과용 밀링머신은 폴지르코니아 크라운과 포세린 코핑용 프레임 위크 및 임플란트 보철물을 제작할 시 주목할 만한 정밀도와 고성능 밀링 작업, 만족할 만한 품질을 제공합니다.

특징과 장점

- 16개의 자동 틀 교환
- 8개의 자동 Blank Change
- ±30도 범위의 B축 회전
- SFS 30P 스피들 장착으로 고정밀 가공 (최대 60,000 rpm)
- 30mm까지의 제한없는 Block Milling

5 Axes 8 Blanks 16 Tools DRY WET CoCr



CAM4-K4

컴팩트 한 사이즈의 4축 치과용 밀링머신은 폴지르코니아 크라운과 포세린 코핑용 프레임위크를 제작할 시 주목할 만한 정밀도와 고성능 밀링 작업, 만족할 만한 품질을 제공합니다.

특징과 장점

- 고성능의 콤팩트 데스크탑 사이즈
- 다양한 소재들도 고속 고정밀로 가공
- 고주파 Jager 스피들 장착으로 가공시간 단축, 고정밀 가공 가능
- 6개의 자동 틀 교환장치로 딜레이 타임 감소
- 특별히 제작된 공기역학으로 유지보수가 용이하고 내구성 향상

4 Axes 1 Blank 6 Tools DRY CoCr




(주)한진덴탈 HANJIN DENTAL CO.,LTD
 본사 : 서울특별시 중구 순화동 151 포스코더샵 B동 701호
 TEL : +82-2-7528402 7555480-1 FAX : +82-2-7528433

VHF CAD/CAM Milling!
 이제, 한진이 파격 공급 & 지원 합니다.
 8월 20일부터 순차 설치

vhf

vhf SET 계약 접수 중!!

Set 내용 : CAM4-K4 Milling , MEDIT Scanner, exocad CAD/CAM Software
 세트가 62,000,000원



35년 역사의 한진덴탈이 그간의 가공장비 A/S 및 장비관리 경험과 신뢰를 바탕으로
 vhf CAD/CAM 밀링장비를 공급합니다. 이제 미래의 불안없이 구입하셔도 좋습니다.
 한진덴탈이 교육, A/S, 장비관리, 네트워크 협업, 경영지원을 책임집니다.

vhf
구입 시
특혜
 50대 한정

1. 국내 최저 파격 공급
2. LaboTech CAD/CAM Solution 재료 1년간 30% 디스카운트
 (Block, PMMA 레진, Neo Stain, NTI Polisher, Zircon Powder)
3. 한진 수입 일반재료 1년간 15% 디스카운트
4. 한진덴탈 기술 연구소를 통한 실무 적응 교육
5. DATRON 네트워크 준회원 자격 협업 체인 구축
6. 미래 기공소 운영 관련 경영 지원
7. 35년 A/S 및 장비관리 경험의 고급 완벽 서비스 제공

이제 CAD/CAM 장비의 도입, 두려움 없이 한진의 지원을 받으십시오.
 한진과 상의하시면 희망의 길이 있습니다.

Closing Type의 일체형 장비를 구입하여 많은 손해를 보고 고생하시는 소장님을 보아왔습니다.
 한진은 호환성이 없는 CAD 장비와 재료는 취급하지 않습니다.
 소장님의 미래와 이익을 위하여 완전한 오픈 시스템으로 선택하십시오.
 그래야 미래가 있습니다.



(주)한진덴탈 HANJIN DENTAL CO.,LTD
 본사 : 서울특별시 중구 순화동 151 포스코더샵 B동 701호
 TEL : +82-2-7528402 7555480-1 FAX : +82-2-7528433